

Experimento 2 de Física III

Determinação do Campo Magnético Terrestre Local

Arthur Oliveira dos Reis Bernardo Souza Muniz Eduardo Gerber Filho Igor da Silva Tiago Cargnin Morandi Ygor Vinícius Martins

Sumário

1	Introdução	3			
2	Objetivo2.1 Objetivo Geral	4 4			
3	Sistema montado 3.1 Bobina de Helmholtz	5			
4	Experimento Realizado 4.1 Variações de Tensão Elétrica	6			
5	Cálculo da Componente Horizontal do Campo Magnético				
6	Conclusão	12			

1 Introdução

Este relatório aborda um experimento realizado em laboratório utilizando a bobina de Helmholtz a fim de se calcular o valor da componente horizontal do campo magnético da Terra.

2 Objetivo

Este relatório tem como objetivo explicar e implementar a determinação da componente horizontal do campo magnético terrestre local. O documento tem um enfoque investigativo, buscando compreender e explicar o funcionamento das bússolas, instrumentos capazes de se alinhar com o campo magnético da Terra, servindo como guia de orientação. Para chegar nesse objetivo, foi realizado um experimento no qual uma bússola, em conjunto com uma bobina de Helmholtz, foi submetida a diferentes níveis de tensão e corrente elétrica, forncecidas por uma fonte de tensão/corrente contínua (DC - *Direct Current*).

2.1 Objetivo Geral

Obter os dados necessários para calcular a componente horizontal do campo magnético terrestre local.

2.2 Objetivos Específicos

Foram definidos alguns objetivos específicos para auxiliar no desenvolvimento deste experimento:

- Obter a equação do campo magnético em um ponto situado a uma distância Z perpendicular ao centro de uma bobina com N voltas, a partir de um quiz proposto pelo docente da disciplina.
- Mostrar que o módulo do campo magnético **B** no centro geométrico, ou seja, entre as duas espiras que compõe a bobina de Helmholtz é dado pela Equação 1.

3 Sistema montado

Para realizar o experimento, elaborou-se um sistema composto por uma fonte de corrente contínua, a bobina de Helmholtz e uma bússola posicionada no centro das duas espiras da bobina de Helmholtz. A Figura 1 mostra o sistema do laboratório e a Figura 2 é uma ilustração deste sistema.




Figura 1: Sistema real trabalhado em laboratório.

Fonte: autoria própria.




Figura 2: Ilustração do sistema trabalhado em laboratório.

Fonte: autoria própria.

3.1 Bobina de Helmholtz

A bobina de Helmholtz é composta por dois enrolamentos circulares idênticos, separados por uma distância igual ao raio das espiras, e conectados de modo que a corrente elétrica percorra ambas as bobinas no mesmo sentido. Esta configuração gera um campo magnético na região central entre as bobinas.

4 Experimento Realizado

Inicialmente, conectou-se a fonte de alimentação DC na bobina de Helmholtz de modo que a corrente elétrica em ambas bobinas estivessem no mesmo sentido. A bússola foi posicionada de modo que a sua direção Norte-Sul estivesse perpendicular ao eixo imaginário da bobina de Helmholtz, ou seja, com a ponteira da bússola apontada para o Oeste (W). A Figura 3 mostra o posicionamento da bússola com a fonte DC desligada.

Figura 3: Sistema desligado com a bússola sob efeito somente do campo magnético da Terra.

Fonte: autoria própria.

A bússola apontando para o Oeste (W) se situa em 270°. Este ângulo foi a origem do sistema da equipe, isto é, 0°. Durante o experimento, a bússola foi posicionada no centro da bobina de Helmholtz e submetida à ação de campos magnéticos gerados pela passagem de corrente elétrica pela bobina. Ao variar a tensão aplicada, e consequentemente a corrente elétrica, foi possível modificar a intensidade do campo magnético produzido pela bobina. Tanto o campo magnético da Terra quando o campo magnético gerado pela bobina atuam sobre a bússola, provocando o desvio do eixo da agulha da bússola. Os ângulos de desvio foram precisamente medidos para cada valor de tensão elétrica, permitindo correlacionar a intensidade do campo magnético gerado com o campo terrestre local.

4.1 Variações de Tensão Elétrica

Ao ligar a fonte, variou-se a tensão elétrica a partir de 0 Volt (V) até a máxima tensão que o equipamento consegue fornecer (aproximadamente 30 V). Com isso, também obtinha-se um incremento na corrente elétrica, aumentando o módulo do campo magnético gerado pela bobina. A Tabela 1 mostra os valores de tensões e os ângulos obtidos.

Tabela 1: Valores de tensão e corrente elétrica e o respectivo ângulo obtido.


Ângulo (°)	Tensão elétrica (V)	Corrente elétrica (A)
5	1.00	≈ 0
10	2.40	≈ 0
20	4.90	0.01
30	7.90	0.02
40	11.4	0.03
45	13.3	0.04
50	16.1	0.05
60	22.6	0.08
65	30.0	0.11
70	31.0	0.11


Fonte: autoria própria.

Ao ajustar os botões de controle da fonte, a tensão de saída apresentava instabilidade, chegando a fornecer uma tensão elétrica de 31 V. Com os valores obtidos na Tabela 1, elaborou-se um gráfico de ângulo por tensão elétrica e por corrente elétrica. Veja-os, respectivamente, na Figura 4 e Figura 5.

IFSC - Campus São José Página 7


Figura 4: Gráfico de ângulo por tensão elétrica.





Fonte: autoria própria.

Figura 5: Gráfico de ângulo por corrente elétrica.



Fonte: autoria própria.

Analisando ambos gráficos, nota-se um comportamento linear conforme o aumento de tensão elétrica (consequentemente da corrente). Por limitação da fonte, a qual não fornece valores precisos de tensão e corrente fornecida (principalmente a corrente), os gráficos resultantes apresentam alguns desvios ou alterações de comportamento.

Registraram-se os momentos de variação de tensão elétrica que resultaram os ângulos de 45° e 70° (ângulo máximo possível). Respectivamente, veja a Figura 6 e Figura 7.



Figura 6: Bússola com desvio de 45°.

Fonte: autoria própria.

Como explicado anteriormente, com a fonte desligada, a bússola se encontra com ângulo inicial de 270°, que corresponde ao ângulo inicial do sistema da equipe (0°). Sendo assim, para ler os ângulos da bússola, basta subtrair 270º do ângulo apontado pela agulha da bússola. Por exemplo, a agulha apontando em 340° da bússola corresponde a 70° do sistema do grupo. Para θ = 45° o campo produzido pela bobina será igual a componente horizontal do campo magnético da Terra.

Figura 7: Bússola com desvio de 70°.

Fonte: autoria própria.

5 Cálculo da Componente Horizontal do Campo Magnético

Para calcular a componente horizontal do campo magnético terrestre local, utilizou-se a equação que descreve o campo magnético na Bobina de Helmholtz (Equação 1).

$$B(x) = \frac{8Ni\mu_0}{R5\sqrt{5}} \tag{1}$$

- B é o módulo do campo magnético gerado no centro da bobina de Helmholtz;
- N é o número de espiras em cada bobina (25 espiras);
- i é a corrente elétrica que percorre as bobinas (obtidas a cada valor de tensão elétrica);
- μ_0 é a permeabilidade magnética no vácuo, cujo valor é dado por : $4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$
- R é o raio das bobinas (4 cm ou 0,04 m).

Aplicou-se os valores na Equação 1. Os valores obtidos, e arredondados, para o campo magnético constam na Tabela 2.

Como na Equação 1 apenas a corrente i varia, podemos aplicar os outros valores à fórmula para simplificá-la. Dessa forma, obteve-se a Equação 2, bastando apenas substituir o valor da corrente i.

$$B(x) \approx 5.62 \times 10^{-4} \cdot i \tag{2}$$

Com isso, aplicaram-se os valores de corrente elétrica, obtidos de acordo com a variação de tensão elétrica, na Equação 2. Os resultados para a componente horizontal do campo magnético terrestre local, em Tesla (T), estão organizados na Tabela 2.

Tabela 2: Valores de tensão e corrente elétrica e o respectivo ângulo obtido.

Ângulo (°)	Tensão elétrica (V)	Corrente elétrica (A)	Campo Magnético (T)
5	1.00	≈ 0	≈ 0
10	2.40	≈ 0	≈ 0
20	4.90	0.01	$5,62 \times 10^{-6}$
30	7.90	0.02	$1,124 \times 10^{-5}$
40	11.4	0.03	$1,686 \times 10^{-5}$
45	13.3	0.04	$2,248 \times 10^{-5}$
50	16.1	0.05	$2,810 \times 10^{-5}$
60	22.6	0.08	$4,496 \times 10^{-5}$
65	30.0	0.11	$6{,}182 \times 10^{-5}$
70	31.0	0.11	$6{,}182 \times 10^{-5}$

Fonte: autoria própria.

A média dos valores dos campos magnéticos obtidos fornecerá a melhor expressão do valor experimental da componente horizontal do campo magnético terrestre. Realizaram-se dez medidas, entretanto, as duas primeiras apresentaram um campo magnético quase nulo, impossibilitando de se trabalhar com tal valor. Por isso, a média dos campos magnéticos foi calculada com base a partir do ângulo igual a 20°. Sendo assim, somaram-se os valores dos campos magnéticos (de 20° a 70°), dividiu-se por oito e obteve-se um campo magnético médio de 31,625 μ T, o qual está na faixa do campo magnético terrestre (entre 25 μ T e 60 μ T, conforme Departamento de Física – UFMG, 2020), apresentando um resultado coerente com o esperado.

6 Conclusão

Após a realização dos cálculos e a análise dos ângulos obtidos de acordo com as tensões variadas, verificou-se um comportamento linear do ângulo percorrido pela agulha da bússola, devido ao campo magnético gerado pela bobina de Helmholtz. A fonte de tensão DC apresentou a limitação de não fornecer valores de corrente com mais precisão, o que foi necessário, visto que as correntes estavam na escala de 10 mA a 100 mA. Ademais, a fonte DC não conseguiu fornecer uma tensão elétrica o suficiente para causar um desvio maior que 70º na bússola.

Referências

Referências

Departamento de Física – UFMG. *Campo Magnético da Terra*. 2020. Disponível em: https://www.fisica.ufmg.br/ciclo-basico/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/Campo_manetico_da_Terra.pdf. Acesso em: 24 de Jun. 2025.